



SIEMENS

Leistung trifft auf Ergonomie

Das Ultraschallsystem ACUSON X300, Premium Edition (PE)


siemens.de/ultraschall

Alles beginnt mit einem Bild.






Alle Informationen für eine sichere Diagnose

Das Ultraschallsystem ACUSON X300™ Premium Edition (PE) der neuesten Generation überzeugt bei einem breiten Spektrum klinischer Anwendungen. Mit speziellen, von Siemens entwickelten Technologien ausgerüstet bietet es Ihnen eine ausgezeichnete Bildgebung für alle Patienten und Körpertypen. Kombiniert mit seinen erweiterten Funktionen gibt Ihnen das ACUSON X300 PE somit die diagnostische Sicherheit für Ihre Patienten.



Clarify™ Vascular Enhancement
Technologie (VE)

Advanced fourSight™-Technologie



Umfassende Lösungen in der Kardiologie



Clarify™ Vascular Enhancement Technology (VE)

Reduziert Rauschen und Artefakte und liefert so einen hervorragenden Kontrast innerhalb des Gefäßes zur sicheren Abgrenzung der Gefäßwände.

Farb-Doppler-Bildgebung

Dank hervorragender Sensitivität des Farbdopplers bei gleichzeitig exzellenter Detailauflösung lassen sich Plaques der A. carotis interna optimal darstellen.

Advanced fourSight™-Technologie

Die Visualisierung mehrerer Ebenen bietet eine ausgezeichnete Kontrastauflösung, um das Endometrium und das Myometrium der Gebärmutter klar zu unterscheiden.

Umfassende Lösungen für die Kardiologie

Der P5-1-Schallkopf mit Einkristalltechnologie ermöglicht außergewöhnliche Bildergebnisse bei nahezu allen Patiententypen (hier ein Patient mit hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie).



Form trifft auf Funktion.



Das richtige System, wann und wo Sie es brauchen

Das ACUSON X300 PE ist kompakt und auch bei engen Platzverhältnissen äußerst mobil. Individuelle auf den klinischen Bedarf definierte Voreinstellungen führen in kürzester Zeit zum gewünschten diagnostischen Ergebnis.

Erweiterte Workflow-Funktionen für mehr Effizienz

Das ACUSON X300 PE ist leicht erweiterbar und wächst mit Ihren Anforderungen. QuickStart und Akkubetrieb, anpassbare Mess- und Reportfunktionen, flexibel kombinierbare und automatisierte Arbeitsabläufe sorgen für hohe Effizienz.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten für maximalen Zugriff

Das ACUSON X300 PE bietet die gängigsten Netzwerkverbindungen und ist somit bestens ausgerüstet, Ihre Ansprüche in puncto Bilderspeicherung und -archivierung zu erfüllen. Die vollständige DICOM-Konnektivität – einschließlich DICOM SR und der Online- und Offline-Nutzung von universellen Dateiformaten – erlaubt einen schnellen Zugriff auf Patientendaten. Besonders einfach und schnell geht dies mit sonoGDT, der Schnittstellenlösung zwischen Ihrer Praxissoftware und einem Siemens Ultraschallgerät: Sie können Patientennamen an das Ultraschallgerät senden und während der Untersuchung entstandene Bilder, Messwerte oder Clips später aus der Patientenkartei Ihrer Praxissoftware aufrufen.

Mehr Informationen:
www.healthcare.siemens.de/ultrasound/sonogdt

Wir stehen für Qualität und Wert.



Das ACUSON X300 PE ist durch zahlreiche Optionen und der Update-Fähigkeit für die Zukunft gerüstet – Ihre Investition ist damit langfristig gesichert. Passen Sie Ihr neues System durch diverse Optionen an Ihr Budget an. Systeme von Siemens überzeugen weltweit durch Qualität, Funktionalität und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, wie unsere Anwender gerne bestätigen. Seit 1953 ist Siemens ein Vorreiter in der Ultraschall-diagnostik. Unsere marktführenden Lösungen tragen täglich zur Verbesserung des Gesundheitswesens bei.

Service, der zu Ihrer Praxis passt

Wir bieten Ihnen individuelle Service-pläne für die unterschiedlichsten Einsatz-bereiche und Klinik- bzw. Praxisgrößen. Ihr Vorteil: Optimale Unterstützung und hohe Kosteneinsparungen. Für das ACUSON X300 PE ist auch der +4-Schutz-brief erhältlich – für 4 Jahre Leistungs-sicherheit. Damit sorgen Sie über die Zeit der Herstellergewährleistung hinaus für die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes und profitieren vom qualifizierten Hersteller-service. Alle Ersatzteile und Leistungen im Rahmen einer Reparatur sind abge-deckt und selbst Schallköpfe werden mit einem geringen Selbstbehalt ersetzt. Sie haben außerdem die Möglichkeit Ihre Zahlungsweise selbst zu bestimmen: jährlich, quartalsweise oder monatlich.



Freigestellte klinische Bilder können zur besseren Darstellung der Pathologie beschnitten sein.

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

ACUSON, *fourSight*, Clarify und X300 sind Warenmarken der Siemens Medical Solutions USA, Inc.

Local Contact Information

Siemens AG
GER H CP US
Ultraschall Marketing
Hartmannstr. 16
91052 Erlangen
Phone: 0800 – 0228766 (kostenlos)
www.siemens.de/ultraschall

Siemens Healthcare Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthcare

Legal Manufacturer

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound
685 E. Middlefield Road
Mountain View, CA 94043
USA
Phone: 1-888-826-9702
siemens.com/ultrasound