

Bestell-Nr. XA0240

Schutzgehäuse mit Handgriff

passend für die Röntgen-
detektoren **XenOR 35CW**
und **Varex-PerkinElmer**
XRPad2 4336

Mit diesem Schutzgehäuse können die Röntgen-
detektoren XenOR 35CW und Varex-PerkinElmer
XRPad2 4336 vor Stößen und starken Erschüt-
terungen von außen geschützt werden. Das
Gehäuse enthält mehrere Schutzschichten, um
Stöße zu absorbieren sowie die Belastbarkeits-
kapazität zu erhöhen. Es zeichnet sich außerdem
durch seine Robustheit und sein geringes
Gewicht aus.

Die Schutzhülle wird in einem akkreditierten,
unabhängigen Labor auf Festigkeit und Dauer-
haftigkeit geprüft.

- Patentierte formschlüssige Verriegelung
um das Herausfallen des Röntgendetektors
zu verhindern
- Einfache Einhandbedienung
- Karbonplatte zur Gewichtsverteilung
- Drei Schutzschichten als Aufprallschutz
- Patientenfreundliche abgerundete Kanten




Schutzgehäuse mit Handgriff

Parameter

Maße	482 x 476 x 25 mm (L/B/H)
Gewicht	1300 g
Material	Karbon, Kunststoff und Metall
Eigenschaften	- formschlüssige Verriegelung - verhindert das Herausfallen des Röntgendetektors - komfortable Einhandbedienung - Karbonplatte zur Gewichtsverteilung - 3 integrierte Schutzschichten als Aufprallschutz - patientenfreundliche abgerundete Kanten

Passend für die Röntgendetektoren **XenOR 35CW** und **Varex-PerkinElmer XRPad2 4336**



Maße der Schutzhülle

Ausführliche Informationen finden Sie unter **www.oehm-rehbein.de**

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de



Rückseite mit Verriegelung